

FAUTEUIL RELEVEUR 2 MOTEURS

CASSIS & CASSIS MINI

POUR UN CONFORT ADAPTÉ À VOTRE TAILLE

POINTS FORTS


- Deux tailles, pour les plus grands et les plus petits pour être confortablement installé en fonction de sa corpulence et de sa morphologie.
- Un revêtement en microfibres pour un aspect chaleureux.
- Une assise composée de ressorts, de mousse à mémoire de forme, ainsi qu'un dossier mousse et fibres avec différentes densités de mousse en fonction des zones de contact pour une meilleure portance et plus de confort.
- L'extrémité du repose pieds est également recouverte d'une mousse à mémoire de forme.
- Compatible avec l'option batterie rechargeable pour un fonctionnement « sans fil » (information page 11).

2
MOTEURS

GARANTIE
2
ANS

MAXI
UTILISATEUR
110KG

DIMENSIONS EN CM. - 49 - 2cm (mini)



ÉCARTEMENT DU MUR = 51 CM (50 CM)



MICROFIBRE R
(EXPLICATIONS PAGE 20)



TAILLE

