

• FAUTEUIL RELEVEUR 1 OU 2 MOTEURS

# DUBLIN

## POINTS FORTS

- Revêtement Nouvelle génération EasyClean, déperlant (« traitement Teflon ») pour éviter la pénétration immédiate des liquides (facile à nettoyer à l'aide d'un chiffon/éponge absorbant). Il est « respirant », répond à la norme anti-feu EN1021-1 (test de la cigarette)
- Super résistant (norme « collectivités » usage intensif) Test martindale résistance à l'abrasion >50 000 tours (explications page 21)
- Une hauteur et profondeur d'assise facilitant « l'accès » des personnes de taille moyenne.
- Design Actuel et des coloris modernes.
- Compatible avec l'option batterie pour un fonctionnement sans fil « apparent » (explications page 21)



## MICROFIBRES SUEDE R+ (EXPLICATIONS PAGE 21)

Gris  
cendré  
foncé  
ANTI-  
TÂCHES

Réf. 201-10  
Réf. 202-10 (2 moteurs)

Gris  
éléphant  
ANTI-  
TÂCHES


Réf. 201-11  
Réf. 202-11 (2 moteurs)

Gris clair  
ANTI-  
TÂCHES

Réf. 201-12  
Réf. 202-12 (2 moteurs)

GARANTIE  
**2 ANS**

MAXI  
UTILISATEUR  
**130KG**



## VOUS APPRÉCIEZ LES FINITIONS DU FAUTEUIL

Le prix de sa version deux moteurs pour un fonctionnement du dossier indépendant du relèvement jambes et de la fonction releveur pour obtenir une position «TV».