

## SCOOTER COMPACT

### KOMPACT 4

Pour votre confort, des équipements de série de la catégorie supérieure !



AMORTISSEURS AVANT ET ARRIERE POUR PLUS DE CONFORT



### POINTS FORTS

- Le bon rapport prix/performances.
- Siège et accoudoirs confort multi réglages.
- **Suspension par amortisseurs avant et arrière.**
- Éclairage avant.
- Vide poche et panier avant.
- Guidon ergonomique et commande double préhension.



### DONNEES TECHNIQUES

	MINIMX4	KOMPACT4
Longueur totale	103 cm	130 cm
Largeur totale	57 à 65cm (selon écartement accoudoirs)	63cm
Rayon de Braquage	130 cm	145.5 cm
Garde au sol	A partir de 4.5 cm	A partir de 7.5 cm
Hauteur repose pieds/sol	14 cm	15.5cm
Hauteur assise/sol	59 à 63 cm	60.5 à 64.5cm
Hauteur assise/repose pieds	44 à 48 cm	44 à 48 cm
Assise skai facilitant les transferts (largeur x profondeur)	44x36 cm	46 x 43cm
Hauteur du dossier Rabattable /assise	37cm	52 cm
Poids maximum supporté	125kg	136kg
Poids batteries	10 kg (Pack)	2 x 11kg
Poids de la partie démontée la plus lourde	11.5kg (Arrière)	-
Poids du siège avec les accoudoirs	11 kg	16kg
Poids total	55 kg	92kg
Batteries	2 x 12V - 12 AmpH	2 x 12V-38 AmpH
Puissance	220W	500W
Autonomie maximale cumulée*	16 km*	30 km*
Vitesse ajustable jusqu'à	8km/h	8.5km/h
Dimensions (cm) des roues avant et arrière - pneus pleins à l'avant et à l'arrière ne nécessitant pas d'entretien	190x54 (AV) - 215x70 (AR)	255x80 (Av et Ar)



LES COULEURS

