

SCOOTER HOMOLOGUÉ « ROUTE »

LE MANS 900-M4

Moteur 4 pôles et batteries 100 ampères :
la version sport de notre modèle Le Mans.



VOUS APPRÉCIEREZ

Tableau de bord à cristaux liquides nouvelle génération avec données complètes (vitesse, température extérieure, capacité et autonomie des batteries, distance parcourue (totaliseur et par trajet), heure, indicateur de marche arrière, indicateur de vitesse ralentie en virage, activation/désactivation au tableau de bord du signal sonore de marche arrière, indicateur d'éclairage mode éco...



2 BATTERIES DE 100 AMPÈRES ! PLUS D'AUTONOMIE !

POINTS FORTS

- Châssis tout suspendu et Amortisseurs réglables :
- Un des rares scooters sur le marché équipé d'un système de suspension avant indépendante double A
- Amortisseur arrière réglable mono bras type "moto
- Couple moteur : Moteur « 4 pôles » pour obtenir un couple supérieur qui vous permettra de vous extraire des conditions d'utilisation et situations délicates pour un plus grand agrément de conduite
- Confort d'assise: siège pivotant multi réglages de positions, équipé de sa ceinture de sécurité. Un dossier haut pour un maintien complet du dos. Accoudoirs, dossier, assise, appui tête réglables
- Equipements : 2 rétros, pack éclairage complet LED (plus de visibilité pour une consommation moindre) et catadioptrés latéraux, protection de carrosserie : sabot avant et pare-chocs latéraux
- Passage automatique en mode «éco» des éclairages
- Feux arrière de recul, de décélération et stop

DONNÉES TECHNIQUES

• Longueur totale	142cm
• Largeur totale	72cm
• Rayon de Braquage	130cm
• Garde au sol au plus haut	8cm
• Assise (largeur x profondeur)	51 x 48cm
• Hauteur du dossier	75cm
• Poids maximum supporté	160kg
• Poids sans batteries	150kg
• Poids total	200kg
• Batteries	2 x 12V - 100 AmpH
• Puissance	900W Moteur 4 pôles
• Autonomie maximale cumulée	55*km
• Vitesse ajustable jusqu'à	10-15km/h**
• Dimensions (cm) des roues avant et arrière - pneus + chambre à air	330x101.5(AV) - 355.5x127 (AR)

* : explications page 3

** : 15 km/h en option

COLORIS