



FAUTEUIL RELEVEUR 1+1 MOTEURS OU 2+1 MOTEURS

MEXICO AVEC FONCTION ZEN

UNE NOUVELLE EXPERIENCE DU CONFORT.

POINTS FORTS

- Dans la version 2 + 1 moteurs, vous conservez la possibilité de régler le dossier indépendamment de l'assise et du repose pieds, tout en bénéficiant de la nouvelle fonction Zen : vous trouverez forcément VOTRE position favorite!!!
- Accoudoirs facilitant la préhension pour assurer la sortie du fauteuil.
- Equipé 2 roulettes à l'arrière pour faciliter son déplacement

VOUS APPRÉCIEZ

Compatible avec l'option batterie pour un fonctionnement sans fil apparent (présentation page 27)




SA FONCTION ZEN


Un moteur supplémentaire permet une bascule de l'ensemble du fauteuil sans que le dos ou la sangle abdominale ne soient «sollicités» (angle dossier/ assise fixe). Ce mouvement de berceau offre de nouvelles positions pour diminuer la pression au niveau de la colonne vertébrale et réduire la tension musculaire au niveau des muscles dorsaux. La fonction Zen, offre également la possibilité de surélever vos pieds pour un meilleur retour veineux au niveau des jambes. La circulation est améliorée et le sentiment de fatigue disparaît.

Une sensation de confort en apesanteur
Une relaxation tout en douceur
Un repos revitalisant et régénérateur !

DIMENSIONS EN CM. + 00/- 2CM



TAILLE



Ecartement du mur : MINI 60 CM

MICROFIBRE +
(EXPLICATIONS PAGE 27)



Réf. 237-45
(1+1 moteurs)
Réf. 238-45
(2+1 moteurs)



Réf. 237-44
(1+1 moteurs)
Réf. 238-44
(2+1 moteurs)

1+1
MOTEURS

2+1
MOTEURS

GARANTIE
2 ANS

MAXI
UTILISATEUR
150KG