

MINIM X4 PLUS

L'autonomie d'un scooter de la gamme supérieure « compact » pour ce mini scooter facilement démontable



Ses batteries de 20 Ampères Heure pour plus d'autonomie

DONNÉES TECHNIQUES

MINIMX4 / MINIMX4 PLUS

- Longueur totale 103cm
- Largeur extérieure roues arrière 51cm
- Largeur totale (selon écartement accoudoirs) 55.5 à 65cm
- Rayon de Braquage 120cm
- Garde au sol mini (roulettes anti-bascule) (repose pieds - moteur) A partir de 3cm 4.5cm
- Hauteur repose pieds/sol 14cm
- Hauteur assise/sol 59 à 63cm
- Hauteur assise/repose pieds (3 positions) 43 à 47cm
- Assise skai facilitant les transferts (largeur x profondeur) 45.5x37cm
- Hauteur du dossier Rabattable / assise 38cm
- Poids maximum supporté (X4 / X4 Plus) 125kg **(136kg)**
- Poids du pack 2 batteries (X4 / X4 Plus) 10kg **(14kg)**
- Poids de la partie démontée la plus lourde 11.5kg (Avant)
- Poids du siège avec les accoudoirs 11kg
- Poids total (X4 / X4 Plus) 48.5kg **(53kg)**
- Batteries (X4 / X4 Plus) 2 x 12V - 12 Amph **(20AmPH)**
- Puissance 220W
- Autonomie minimale continue théorique cumulée* (X4 / X4 Plus) 16km* **(25km*)**
- Vitesse ajustable jusqu'à 6.5km/h max
- Dimensions (cm) des roues avant et arrière -
- pneus pleins à l'avant et à l'arrière ne nécessitant pas d'entretien 190x54 (AV) (215x70 (AR))
- * : explications page 3

VOUS APPRÉCIEREZ

Tous les points forts du Minim X4 (explications page 4)

LES COULEURS

