

# CONFORT PREMIUM

Modèle compact  
avec la continuité d'assise

### POINTS FORTS

- Faible encombrement : largeur hors tout 80 cm
- Protège accoudoirs et protège appui-tête de série
- Revêtement Qualitex « haute résistance aux frottements » (explications p6)

### VOUS APPRÉCIEREZ

Le port USB de la télécommande  
(pour recharger téléphone ou tablette)



Continuité assise repose pieds pour constituer un véritable repose jambes, composé d'un coussin de mousse mono bloc



(explications p2)



(explications p3)

### REVÊTEMENT SPÉCIFIQUE ALTA

- Haut pouvoir anti-tâches particulièrement adapté contre le désagrément des fuites urinaires
- Traitement anti-moisissures évitant le développement des odeurs causées par les microorganismes
- Respirant, confortable et résistant
- Entretien et nettoyage faciles (explications p 7)

### VELOURS «SOFT TOUCH» R+ OU R++ (EXPLICATIONS P6)



Merlot R++  
(RÉF. 1023)

Camel R+  
(RÉF. 1026)

Acier R+  
(RÉF. 1025)

Gris tramé R+  
(RÉF. 1027)

Noisette R+  
(RÉF. 1022)

### ALTA R++ (EXPLICATIONS P6&7)



Gris R++  
(RÉF. 1021)


Marron R++  
(RÉF. 1024)

### NANOTEX R++ (EXPLICATIONS P6)




Marron R++  
(RÉF. 1049)

### POSITIONS




### DIMENSIONS en cm. + ou - 2cm



- Ecartement du mur : 43 cm

### TAILLE



Fabriqu  
aux U.S.A.  
depuis 1985