



FAUTEUILS RELEVEURS SPÉCIFIQUES

VIENNA TECHNIC 4 MOTEURS


3 TYPES DE RÉGLAGES DU DOSSIER
POUR LE CONFORT DU DOS

POINTS FORTS


- 1 moteur pour l'inclinaison générale du dossier (indépendant du repose pieds).
- 1 moteur pour l'inclinaison de la tête.
- 1 moteur pour le maintien/renfort du « creux » lombaire.
- 1 moteur d'assise pour le repose pieds et la fonction releveur (indépendant du dossier).

POINTS FORTS COMMUN DES VIENNA

- Des formes généreuses pour un confort « enveloppant ».
- Une assise (ressorts ensachés sur ressorts Nosag +mousse) incurvée pour un positionnement naturel et un soutien latéral.
- Un dossier (mousse + fibres) avec rembourrage au niveau lombaire et appui tête pour un parfait maintien.




DIMENSIONS EN CM. + OU - 2CM



ÉCARTEMENT DU MUR : MINI 50 CM

TAILLE



MICROFIBRE MIXTE POLYDUO R+
(EXPLICATIONS PAGE 7 ET 21)



Réf. 234-27

Réf. 234-28

GARANTIE
2 ANS

MAXI
UTILISATEUR
120KG

4
MOTEURS